

## スリットランプマイクロスコープ 700GL 仕様

|                       |                      |                                     |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 販売名称                  |                      | スリットランプマイクロスコープ 700GL               |
| 仕様                    |                      | 標準仕様                                |
| 顕微鏡部                  | 型式                   | ガリレオ式双眼実体顕微鏡                        |
|                       | 変倍形式                 | ドラム式 5 変倍                           |
|                       | 接眼レンズ                | 16 倍ワイド・ハイアイポイント                    |
|                       | 総合倍率                 | 6.3x / 10x / 16x / 25x / 40x        |
|                       | 実視野（直径）              | 35.9 / 23.3 / 14 / 8.8 / 5 mm       |
|                       | 視路角                  | 10°                                 |
|                       | 瞳孔間距離                | 52~82 mm                            |
|                       | 視度調整範囲               | ± 7 D                               |
|                       | 作動距離                 | 119 mm（対物レンズから患者の眼まで）               |
|                       | 焦点距離                 | 125 mm（対物レンズ）                       |
| スリット部                 | スリット幅                | 0~14 mm 連続可変（14 mm 時ほぼ円形）           |
|                       | スリット長さ               | 1~14 mm 連続可変                        |
|                       | スリット回転               | 0°~180°連続可変、45°, 90°, 135°にクリックストップ |
|                       | スリット偏芯（水平）           | 可能（0°で固定可能）                         |
|                       | スリット傾斜（垂直）           | 0° / 5° / 10° / 15° / 20°           |
|                       | 照明径                  | 10 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm         |
|                       | スキャニング角              | 左へ 7°、右へ 7°                         |
|                       | 作動距離（ミラー／プリズムから患者の眼） | 80 mm                               |
|                       | フィルター                | ブルー／グリーン（無赤色）／ブルーコレクション／ブルーカット      |
|                       | 光源                   | LED（3500K）                          |
| 架台部                   | 操作                   | ジョイスティックの片手操作による前後・左右・上下移動          |
|                       | 可動範囲                 | 105 mm（前後・左右）、30 mm（上下）             |
|                       | 微動範囲                 | 15 mm（前後・左右）                        |
| あご台部                  | 上下可動範囲               | 95 mm                               |
|                       | 固視灯                  | LED（赤）                              |
| 電源部                   | 電源電圧                 | AC 100-240 V（±10%）、50-60 Hz         |
|                       | 本体電源入力               | DC 5 V（±10%）                        |
| 重量（パワーアダプターとオプションを除く） |                      | 12.5 kg                             |

\*製品改良のため、記載内容は予告なく変更されることがあります。

\*最新情報はホームページ（<https://www.takagi-j.com/jp/>）にてご確認ください。