

手術顕微鏡 OM-6 仕様

販売名称		手術顕微鏡 OM-6
観察光学部	変倍形式	手動式 3 変倍
	対物レンズ	F = 200 mm
	接眼レンズ	12.5x (ハイアイポイント & 広視野)
	実視野 (直径)	48 / 28.8 / 18 mm
	接眼鏡筒	45°俯視接眼鏡筒 F = 125 mm
	総合倍率	4.7x / 7.8x / 12.5x
	フォーカス (電動)	30 mm
照明光学部	照明方式	ダイレクト照明
	光量調節	9 ステップ (5 段階表示)
	光源	LED
	照明野径 (直径)	55 mm
	フィルター	防熱／ブルーコレクション／ブルー (励起)／グリーン (無赤色)
アーム、ベース部	型式	スタンド型、キャスター4 個／ストッパー2 個付
	バランスアーム移動量	400 mm (上下)
	アーム最大到達距離	1045 mm
	アーム最大許容荷重	2.4kg までオプション品追加可
	コントロールパネル	光量表示、光量調節、照明 ON/OFF スイッチ、電源スイッチ
	フットコントローラー	有線式フォーカスコントロール付、防水防塵性能 IPX6
その他	重量 (オプションを除く)	62.3 kg
	電源入力	70 VA
	電源電圧	AC 100-230 V, 50-60 Hz
	電撃保護クラス	Class 1

*製品改良のため、記載内容は予告なく変更されることがあります。

*最新情報はホームページ (<https://www.takagi-j.com/jp/>) にてご確認ください。