

SINGLE USE

Single use lenses – Surgical サージカルレンズ

単回使用検査用コンタクトレンズです。高透過率/反射防止コーティングのレンズを採用し、非常に明るくクリアな眼底像を提供します。各レンズは安心して便利な滅菌済みパッケージです（10個入り）。ディスプレイ製品ですので、一回限りの使用になります（再使用不可）。

K30-1400

サージカルゴニオプリズム RH

K30-1405

サージカルゴニオプリズム LH

単回使用のサージカルゴニオレンズです。
緑内障手術の際に隅角のクリアな像を提供します。右手用と左手用の2種類があります。
倍率：1.20x

K30-1020

1ミラーサージカルレンズ

単回使用のサージカルゴニオレンズです。
特殊コーティングを施し、反射も少なく等倍でクリアに隅角を観察することが出来ます。
倍率：1.0x

K30-1010

4ミラーサージカルレンズ

単回使用のサージカルゴニオレンズです。4枚の64°のレンズを配置することで回転させることなく、前房隅角全周を観察することが出来ます。
倍率：0.8x

K30-1520

サージカルワイドフィールドレンズWHD

広視野で歪みのない鮮明な眼底像を提供します。
反射防止コーティングを施しています。
視野：155° 倍率：0.42x



硝子体レンズ&アクセサリ

A K30-1440 フラットレンズ

単回使用の硝子体レンズです。
レンズ全面がフラットになっており、硝子体中央部の観察等に有効です。
視野:36° 倍率:1.02x

B K30-1435 拡大レンズ


単回使用の硝子体レンズです。後極部の詳細な観察に有効です。
視野:30° 倍率:1.20x

C K30-1430 コンケーブレンズ

単回使用の硝子体レンズです。空気置換時の眼底観察に有効です。
視野:25°(空気置換時) 倍率:0.8x

D K30-1535 スーチャーリング タブ付

このタブ付きリングは、Katena社硝子体レンズを安定して保持するプラットフォームを提供します。
またタブ無しスーチャーリング(K30-1530)もご用意しております。



K30-1420 20°プリズムレンズ

単回使用の硝子体レンズです。
20°プリズムレンズで歪みもなく後極部眼底周辺を観察できます。
視野:36° 倍率:1.02x



K30-1425 30°プリズムレンズ

単回使用の硝子体レンズです。
30°プリズムレンズで歪みもなく赤道周辺部を観察できます。
視野:30° 倍率:1.02x



K30-1450 サージカルワイドフィールドレンズ

単回使用のワイドフィールドレンズです。
広視野で歪みなく鮮明な眼底像を提供します。
視野:155° 倍率:0.42x

PB(K-SURG)J Rev.0