

手術顕微鏡 OM-6 仕様

販売名称		手術顕微鏡 OM-6
観察光学部	変倍形式	手動式 3 変倍
	対物レンズ	F = 200 mm
	接眼レンズ	12.5x (ハイアイポイント & 広視野)
	実視野 (直径)	48 / 28.8 / 18 mm
	接眼鏡筒	45°俯視接眼鏡筒 F = 125 mm
	総合倍率	4.7x / 7.8x / 12.5x
	フォーカス (電動)	30 mm
照明光学部	照明方式	ダイレクト照明
	光量調節	9 ステップ (5 段階表示)
	光源	LED
	照明野径 (直径)	55 mm
	フィルター	防熱 / ブルーコレクション / ブルー (励起) / グリーン (無赤色)
アーム、ベース部	型式	スタンド型、キャスター4 個 / ストッパー2 個付
	バランスアーム移動量	400 mm (上下)
	アーム最大到達距離	1045 mm
	アーム最大許容荷重	2.4kg までオプション品追加可
	コントロールパネル	光量表示、光量調節、照明 ON/OFF スイッチ、電源スイッチ
	フットコントローラー	有線式フォーカスコントロール付、防水防塵性能 IPX6
その他	重量 (オプションを除く)	62.3 kg
	電源入力	70 VA
	電源電圧	AC 100-230 V, 50/60 Hz
	電撃保護クラス	Class 1

*製品改良のため、記載内容は予告なく変更されることがあります。

*最新情報はホームページ (<https://www.takagi-j.com/jp/>) にてご確認ください。