

コントラストグレアテスター CGT-2000 仕様

販売名称	コントラストグレアテスター CGT-2000					
検査距離	30cm, 60cm, 1m, 5m					
背景の明るさ	明所、薄暮、暗所					
グレア光の明るさ	L, M, H の 3 段切り替え					
視標の種類	二重リング：多重構造の同心二重円 正弦波：空間周波数特性を用いた正弦波					
視標の視角	二重リング：6.3, 4, 2.5, 1.6, 1, 0.64 deg 正弦波：3.0 deg（一定）					
視標の空間周波数（正弦波）	検査距離	空間周波数（cycles/degree）				
		1	2	3	4	5
	30 cm	0.6	1.3	2.5	5.1	10.1
	60 cm	0.5	1.1	2.2	4.4	8.8
	1 m	0.5	1.1	2.2	4.3	8.7
	5 m	0.5	1.0	2.0	4.1	8.2
視標のコントラスト値	0.0071～0.64 の 14 段階					
視標提示時間	0.2, 0.4, 0.8, 1.6 秒					
視標提示間隔	1, 2, 3 秒					
電源	100-230 V, 50/60 Hz					
消費電力	85 VA					
外形寸法	442 (W) x 470 (D) x 498 (H) mm					
重量（制御部、プリンター含む）	18 kg					

*製品改良のため、記載内容は予告なく変更されることがあります。

*最新情報はホームページ（<https://www.takagi-j.com/jp/>）にてご確認ください。